

Electrodo combinado de pH SenTix[®] H / SenTix[®] HW, rellenable

WTW

Electrodo combinado de pH SenTix[®] H / SenTix[®] HW, rellenable

Electrodos de pH de precisión con cuerpo de vidrio y electrolito líquido. Con cabezal enchufable (combinación de cable AS/DIN o AS/BNC, pedir por separado). SenTix[®] H para soluciones altamente alcalinas, SenTix[®] HW para muestras de baja conductividad.

Especificaciones SenTix[®]H // SenTix[®]HW**Rango de temperatura: 0 ... 80 °C // 0 ... 60 °C****Rango de pH: 0 ... 14 pH****Longitud / diám.: 170 / 12 mm****Electrolito: Líquido, KCl 3mol/l****Diafragma: Junta esmerilada****Forma de la membrana: Cilíndrica****Resistencia de la membrana a 25°C: 2 GΩ // 800 MΩ****Tapa del agujero de relleno: Deslizante**

Code	Description	Packaging
LLG09040845	pH electrodes,for highly alkaline media	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

