

**Electrodos de pH SenTix[®] SP, no rellenables****WTW****Electrodos de pH SenTix[®] SP, no rellenables**

Electrodos de pH con eje de plástico y electrolito líquido. SenTix[®] SP con cabezal enchufable (combinación de cables AS/DIN o AS/BNC pedir por separado). SenTix[®] SP-DIN con cable fijo de 1m.

Para mediciones de penetración.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 2 ... 13 pH

Longitud / diám.: 65/25 mm // 15/5 mm

Electrolito: Polímero

Diafragma: Orificio

Forma de la membrana: Punta de lanza

Resistencia de la membrana a 25°C: 400M Ω



Code	Description	Packaging
LLG09040890	pH electrodes with plug head for penetr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

