



Tubos de muestreo DispoDipper LaboPlast® / SteriPlast®, PP, azul transparente

Tubo de muestreo escalado fabricado en una sala limpia especialmente diseñada para uso desechable. Debido al color azul, también es perfecto para su uso en las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica. Después de la toma de muestras, el contenedor se puede cerrar y es a prueba de fugas. DispoDipper se fabrica completamente en una sola pieza y puede utilizarse para el muestreo y el posterior transporte de la muestra en un solo dispositivo. De esta manera, la contaminación cruzada o las impurezas de la muestra son casi imposibles. Para la toma de muestras, primero hay que quitar la tapa en el punto de rotura predeterminado. A continuación, tome la muestra con el contenedor de muestras y ciérrelo bien. Después de la toma de muestras, el asa en el punto de rotura predeterminado puede separarse del contenedor de muestras. Esto permite transportar la muestra con facilidad y ahorrando espacio.

- Envasado individualmente y opcionalmente esterilizado por rayos gamma (SteriPlast®)
- Producción y envasado según la clase de sala limpia 7
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las regulaciones de la FDA



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04662230 | DispoDipper LaboPlast, PP blue , 100ml, | 20 pz. |
| LLG04662231 | DispoDipper SterilPlast, PP, blue , 100m | 20 pz. |
| LLG04662232 | DispoDipper LaboPlast, PP blue , 250ml, | 20 pz. |
| LLG04662233 | DispoDipper SterilPlast, PP, blue , 250m | 20 pz. |
| LLG06290525 | DispoDipper SterilPlast, PP blue transpa | 20 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

