

**Tubos de ensayo, DURAN®, de pared gruesa, sin reborde**DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)**Tubos de ensayo, DURAN®, de pared gruesa, sin reborde**

Mecánicamente muy resistentes. Buena resistencia al choque térmico. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09190166 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,16 x 130 /100 | 100 pz    |
| LLG09190171 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,16 x 160 /100 | 100 pz    |
| LLG09190173 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,18 x 180 /100 | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

