



Tubos de ensayo, DURAN®, de pared gruesa, sin reborde

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Tubos de ensayo, DURAN®, de pared gruesa, sin reborde

Mecánicamente muy resistentes. Buena resistencia al choque térmico. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09190166	Test tubes,DURAN,w/o. rim,16 x 130 /100	100 pz
LLG09190171	Test tubes,DURAN,w/o. rim,16 x 160 /100	100 pz
LLG09190173	Test tubes,DURAN,w/o. rim,18 x 180 /100	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

