



Homogeneizador DOUNCE

Kimble

Homogeneizador DOUNCE

De vidrio. Indicado para conservar los núcleos de las células tras la homogeneización.

Se suministran dos pistilos:

-el modelo "A" para la pretritución

-y el "B" para la trituración en sí

Se suministran repuestos, todos intercambiables.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--------------------------|-----------|
| LLG09651616 | Homogenizers DOUNCE 2ml | 1 pz |
| LLG09651617 | Homogenizers DOUNCE 7 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

