



Homogeneizador DOUNCE

Kimble

Homogeneizador DOUNCE

De vidrio. Indicado para conservar los núcleos de las células tras la homogeneización.

Se suministran dos pistilos:

-el modelo "A" para la pretritución

-y el "B" para la trituración en sí

Se suministran repuestos, todos intercambiables.



Code	Description	Packaging
LLG09651616	Homogenizers DOUNCE 2ml	1 pz
LLG09651617	Homogenizers DOUNCE 7 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

