



Micropipetas monocanal digitales LLG, en paquete, volumen variable

LLG Labware

Micropipetas monocanal digitales LLG, en paquete, volumen variable**Paquete 1 Micro que consta de:**

- a) 3 micropipetas con los volúmenes
 - MicropipetaLLG de 0,5 hasta 10 μ l
 - MicropipetaLLG de 10 hasta 100 μ l
 - MicropipetaLLG de 100 hasta 1000 μ l
- b) para cada pipeta una bolsa de puntas de pipeta
 - cristal (0,1 hasta 10 μ l), 1000 puntas
 - amarillas (10 hasta 100 μ l), 1000 puntas
 - azules (100 hasta 1000 μ l), 1000 puntas

Paquete 2 Macro que consta de:

- a) 3 micropipetas con los volúmenes
 - MicropipetaLLG de 100 a 1000 μ l
 - MicropipetaLLG de 500 hasta 5000 μ l
 - MicropipetaLLG de 1000 hasta 10000 μ l
- b) para cada pipeta una bolsa de puntas de pipeta
 - azules (100 hasta 1000 μ l), 1000 puntas
 - transparentes (100 hasta 5000 μ l), 250 puntas
 - transparentes (1000 hasta 10000 μ l), 100 puntas

Los paquetes 1 Micro y 2 Macro también están disponibles con un soporte para 4 o 6 pipetas, PMMA.



Code	Description	Packaging
LLG09280008	LLG-Set micro consisting of:mikroliter	1 pz
LLG09280009	LLG-Set Makro consisting of:microliter	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

