

**Micropipetas monocanal digitales LLG, en paquete, volumen variable****LLG Labware****Micropipetas monocanal digitales LLG, en paquete, volumen variable****Paquete 1 Micro que consta de:**

- a) 3 micropipetas con los volúmenes
  - MicropipetaLLG de 0,5 hasta 10  $\mu$ l
  - MicropipetaLLG de 10 hasta 100  $\mu$ l
  - MicropipetaLLGde 100 hasta 1000  $\mu$ l
- b) para cada pipeta una bolsa de puntas de pipeta
  - cristal (0,1 hasta 10  $\mu$ l), 1000 puntas
  - amarillas (10 hasta 100  $\mu$ l) 1000 puntas
  - azules (100 hasta 1000  $\mu$ l), 1000 puntas

**Paquete 2 Macro que consta de:**

- a) 3 micropipetas con los volúmenes
  - MicropipetaLLG de 100 a 1000  $\mu$ l
  - MicropipetaLLG de 500 hasta 5000  $\mu$ l
  - MicropipetaLLG de 1000 hasta 10000  $\mu$ l
- b) para cada pipeta una bolsa de puntas de pipeta
  - azules (100 hasta 1000  $\mu$ l), 1000 puntas
  - transparentes (100 hasta 5000  $\mu$ l), 250 puntas
  - transparentes (1000 hasta 10000  $\mu$ l), 100 puntas

Los paquetes 1 Micro y 2 Macro también están disponibles con un soporte para 4 o 6 pipetas, PMMA.



Code	Description	Packaging
LLG09280008	LLG-Set micro consisting of:mikroliter	1 pz
LLG09280009	LLG-Set Makro consisting of:microliter	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

