



Homogeneizador DUALL[®] con pistilo de PTFE

Homogeneizador DUALL[®] con pistilo de PTFE

Con área cónica y cilíndrica para homogeneizar tejidos de forma efectiva. El pistilo de PTFE es ideal para tejidos blandos como los sesos o el hígado. Puede funcionar con motor. La distancia entre el pistilo y el mortero es de 0,1 a 0,15 mm. Se suministran repuestos, todos intercambiables.



Code	Description	Packaging
LLG09651656	DUALL homogenizers with PTFE pestle1ml	1 pz
LLG09651657	DUALL homogenizers with PTFE pestle3ml	1 pz
LLG09651658	DUALL homogenizers with PTFE pestle5ml	1 pz
LLG09651659	DUALL homogenizers with PTFE pestle15ml	1 pz
LLG09651660	DUALL homogenizers with PTFE pestle30ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

