



Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable

Huber

Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable

Los baños de acero inoxidable aislados son adecuados para su uso hasta los 200°C. Todos los modelos tienen un termostato de inmersión montado sobre un puente. Con un adaptador de bomba, esta combinación también puede utilizarse con aplicaciones cerradas y abiertas externamente (con opción de control de nivel). Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y, por lo tanto, también son adecuados para aplicaciones abiertas externas.

Estabilidad según DIN 12876:

Modelos CC: 0,02 K

Modelos KISS: 0,05K

Temp. máx.: 200°C

Clase de seguridad: FL, III



Code	Description	Packaging
LLG06272339	Refrigerated heating bath KISS 225B t/1	1 pz.
LLG06272340	Refrigerated heating bath KISS 220B t/1	1 pz.
LLG06272341	Refrigerated heating bath KISS 215B t/1	1 pz.
LLG06272342	Refrigerated heating bath KISS 212B t/1	1 pz.
LLG06272343	Refrigerated heating bath KISS 208B t/1	1 pz.
LLG09859208	Heating bath CC-212Btemp.-range: +25...	1 pz.
LLG09859209	Heating bath CC-215Btemp.-range: +25...	1 pz.
LLG09859210	Heating bath CC-220Btemp.-range: +25...	1 pz.
LLG09859211	Heating bath CC-225Btemp.-range: +25...	1 pz.
LLG09859212	Heating bath CC-208Btemp.-range: +25...	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

