

**Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable**

Los baños de acero inoxidable aislados son adecuados para su uso hasta los 200°C. Todos los modelos tienen un termostato de inmersión montado sobre un puente. Con un adaptador de bomba, esta combinación también puede utilizarse con aplicaciones cerradas y abiertas externamente (con opción de control de nivel). Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y, por lo tanto, también son adecuados para aplicaciones abiertas externas.

Estabilidad según DIN 12876:

Modelos CC: 0,02 K

Modelos KISS: 0,05K

Temp. máx.: 200°C

Clase de seguridad: FL, III



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06272339 | Refrigerated heating bath KISS 225B t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272340 | Refrigerated heating bath KISS 220B t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272341 | Refrigerated heating bath KISS 215B t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272342 | Refrigerated heating bath KISS 212B t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272343 | Refrigerated heating bath KISS 208B t/1 | 1 pz.     |
| LLG09859208 | Heating bath CC-212Btemp.-range: +25... | 1 pz.     |
| LLG09859209 | Heating bath CC-215Btemp.-range: +25... | 1 pz.     |
| LLG09859210 | Heating bath CC-220Btemp.-range: +25... | 1 pz.     |
| LLG09859211 | Heating bath CC-225Btemp.-range: +25... | 1 pz.     |
| LLG09859212 | Heating bath CC-208Btemp.-range: +25... | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

