



Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable

Huber

Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable

Los baños de acero inoxidable aislados son adecuados para su uso hasta los 200°C. Todos los modelos tienen un termostato de inmersión montado sobre un puente. Con un adaptador de bomba, esta combinación también puede utilizarse con aplicaciones cerradas y abiertas externamente (con opción de control de nivel). Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y, por lo tanto, también son adecuados para aplicaciones abiertas externas.

Estabilidad según DIN 12876:

Modelos CC: 0,02 K

Modelos KISS: 0,05K

Temp. máx.: 200°C

Clase de seguridad: FL, III



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06272339 | Refrigerated heating bath KISS 225B t/1 | 1 pz. |
| LLG06272340 | Refrigerated heating bath KISS 220B t/1 | 1 pz. |
| LLG06272341 | Refrigerated heating bath KISS 215B t/1 | 1 pz. |
| LLG06272342 | Refrigerated heating bath KISS 212B t/1 | 1 pz. |
| LLG06272343 | Refrigerated heating bath KISS 208B t/1 | 1 pz. |
| LLG09859208 | Heating bath CC-212Btemp.-range: +25... | 1 pz. |
| LLG09859209 | Heating bath CC-215Btemp.-range: +25... | 1 pz. |
| LLG09859210 | Heating bath CC-220Btemp.-range: +25... | 1 pz. |
| LLG09859211 | Heating bath CC-225Btemp.-range: +25... | 1 pz. |
| LLG09859212 | Heating bath CC-208Btemp.-range: +25... | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

