



Micropistilos desechables, PP, con tubos de ensayo

Micropistilos desechables, PP, con tubos de ensayo

Polipropileno autoclavable. Adecuados para el motor de accionamiento a pilas (9.314.496). Longitud del pistilo 7 cm. Se suministra con el tubo de ensayo, excepto el código 9.314 492 y 9.314 493.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07620842 | Micro pestles 1.5 ml, PP pack of 10/100 | 100 pz. |
| LLG09314490 | Micro pestles 0,5ml, PPpack of 100,/100 | 100 pz |
| LLG09314491 | Micro pestle PP for 1,5mlpack of 10/100 | 100 pz |
| LLG09314492 | Micro pestles 0,5ml, PPpack of 100/100 | 100 pz |
| LLG09314493 | Micro pestles 1,5ml, PP pack of 100/100 | 100 pz. |
| LLG09314498 | Micro pestles 0,5ml, PPwith micro t/100 | 100 pz. |
| LLG09314499 | Micro pestles 1,5ml, PPwith micro t/100 | 100 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

