



## Balanza de precisión PES / PEJ

### Balanza de precisión PES / PEJ

Robusta balanza de laboratorio e industrial de precisión para artículos pesados.

- Sólo PEJ: Ajuste interno automático
- Sólo PES: Programa de ajuste CAL para el ajuste rápido de la precisión de la balanza, con una pesa de prueba externa (debe adquirirse por separado)
- Carcasa de metal: robusta y resistente
- Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Introducción de 2 valores límite superiores y 2 inferiores mediante 4 teclas de flecha. Una señal acústica y visual ayuda en el porcionado, la dispensación o la clasificación
- Protector contra corrientes de aire estándar en todos los modelos con lectura = 0,001 g, espacio de pesaje (An x L x Alt): 170 x 150 x 100 mm. Tapa metálica extraíble con apertura de pipeta
- Pesaje por debajo: soporte de carga con gancho en la parte inferior de la balanza (sólo para modelos con un tamaño de plato de pesaje de 140x120 mm y 200x200 mm)
- Pantalla fluorescente, brillante con alto contraste, altura de los dígitos 13 mm
- Temperatura ambiente permisible: 10 °C / 30 °C



Code	Description	Packaging
LLG06225841	Precision balance PES 2200-2M 2200 g /1	1 pz.
LLG06229872	Precision balance PES 4200-2M 4200 g /1	1 pz.
LLG06235603	Precision balance PEJ 4200-2M 4200 g /1	1 pz.
LLG06236499	Precision balance PES 6200-2M 6200 g /1	1 pz.
LLG06237670	Precision balance PES 31000-1M 31000 /1	1 pz.
LLG07623390	Precision balance PEJ 2200-2M 2200 g /1	1 pz.
LLG07651840	Precision balance PES 620-3M 620 g / /1	1 pz.
LLG07670597	Precision balance PEJ 620-3M 620 g / /1	1 pz.
LLG07920074	Precision balance PES 15000-1M 15000 /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

