

**Termostatos de circulación con calefacción con baño de policarbonato****Huber****Termostatos de circulación con calefacción con baño de policarbonato**

Los baños transparentes de policarbonato son adecuados para ser utilizados hasta 100°C. Se inserta un termostato calefactor en el puente del baño para todos los modelos. Con un adaptador de bomba, esta combinación se puede utilizar también con aplicaciones cerradas, externas. Los modelos con el Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y son también adecuados para aplicaciones exteriores abiertas.

Temperatura máx: 100°C

Estabilidad de la temperatura a 70 °C según DIN12876

KISS E:

CC-E: 0,05 K

0,02 K

Clase de seguridad: FL, III

Profundidad del baño: 150 mm



Code	Description	Packaging
LLG06272334	Refrigerated heating bath KISS 106A t/1	1 pz.
LLG06272335	Refrigerated heating bath KISS 108A t/1	1 pz.
LLG06272336	Refrigerated heating bath KISS 110A t/1	1 pz.
LLG06272337	Refrigerated heating bath KISS 112A t/1	1 pz.
LLG06272338	Refrigerated heating bath KISS 118A t/1	1 pz.
LLG09859203	Clear view circulator bath CC-106Atemp.	1 pz.
LLG09859204	Clear view circulator bath CC-108Atemp.	1 pz.
LLG09859205	Clear view circulator bath CC-110Atemp.	1 pz.
LLG09859206	Clear view circulator bath CC-112Atemp.	1 pz.
LLG09859207	Clear view circulator bath CC-118Atemp.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

