



## Termostatos de circulación con calefacción con baño de policarbonato

Huber

**Termostatos de circulación con calefacción con baño de policarbonato**

Los baños transparentes de policarbonato son adecuados para ser utilizados hasta 100°C. Se inserta un termostato calefactor en el puente del baño para todos los modelos. Con un adaptador de bomba, esta combinación se puede utilizar también con aplicaciones cerradas, externas. Los modelos con el Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y son también adecuados para aplicaciones exteriores abiertas.

Temperatura máx: 100°C

Estabilidad de la temperatura a 70 °C según DIN12876

KISS E:

CC-E: 0,05 K

0,02 K

Clase de seguridad: FL, III

Profundidad del baño: 150 mm



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06272334 | Refrigerated heating bath KISS 106A t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272335 | Refrigerated heating bath KISS 108A t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272336 | Refrigerated heating bath KISS 110A t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272337 | Refrigerated heating bath KISS 112A t/1 | 1 pz.     |
| LLG06272338 | Refrigerated heating bath KISS 118A t/1 | 1 pz.     |
| LLG09859203 | Clear view circulator bath CC-106Atemp. | 1 pz.     |
| LLG09859204 | Clear view circulator bath CC-108Atemp. | 1 pz.     |
| LLG09859205 | Clear view circulator bath CC-110Atemp. | 1 pz.     |
| LLG09859206 | Clear view circulator bath CC-112Atemp. | 1 pz.     |
| LLG09859207 | Clear view circulator bath CC-118Atemp. | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

