

**Jeringas de dosificación fina Injekt®-F, 2 piezas****B. Braun Deutschland****Jeringas de dosificación fina Injekt®-F, 2 piezas**

- Hechas de polipropileno/polietileno
- Émbolo verde, cilindro altamente transparente
- Graduación en negro de alto contraste, marcado permanente, legibilidad ideal
- Picos de desplazamiento: Reduce el volumen residual y minimiza la pérdida innecesaria de medicamentos.
- Tope trasero de émbolo seguro, aspiración fácil hasta el volumen máximo
- Sin aceite de silicona
- Cono Luer céntrico
- Libres de látex y PVC
- Envasado estéril individual

**Tipo Solo** sin aguja, cono Luer según EN ISO 7886-1.

**Tipo Duo** con aguja bicomponente, cono Luer según EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 y DIN 13097.



Code	Description	Packaging
LLG07611629	Disposable syringes njekt F 1ml/100	100 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

