

**Cabezales de bomba monocanal SP estándar y SP vario para accionamientos de bomba Hei-FLOW****SP estándar**

- Recomendado para aplicaciones estándar
- Los rodillos convexos no aprietan ni aplastan los cultivos celulares orgánicos
- Cabezal de la bomba con rodamientos de bolas
- Rodillos de acero inoxidable y poliamida
- Para tubos con un espesor de pared de 1,6 mm o 2,5 mm (wt)
- Dependiendo del accionamiento y del tubo, el caudal varía de 2,0 a 4151 ml por minuto

**SP vario**

- Adecuado para la mayoría de los tubos Heidolph gracias a la distancia ajustable entre rodillos
- Los rodillos convexos no aprietan ni aplastan los cultivos celulares orgánicos
- Cabezal de la bomba con rodamientos de bolas
- Rodillos de acero inoxidable y aluminio
- Dependiendo del accionamiento y del tubo, el caudal varía de 2,0 a 4151 ml por minuto



Code	Description	Packaging
LLG09829254	Pump head,for tubing 1,6 mmSP standard	1 pz.
LLG09829255	Pump head,for tubing 2,5 mmSP standard	1 pz.
LLG09829256	Pump head,for tubing variableTyp SP va	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

