



## Balanza de precisión PNS/PNJ

### Balanza de precisión PNS/PNJ

Con un robusto sistema de pesaje con horquilla vibratoria para una rápida visualización del valor de peso, una dosificación precisa y una gran capacidad de carga mecánica.

- Modelos PNJ con función de calibración interna y alta precisión garantizada, por lo que son independientes de la ubicación e ideales para aplicaciones móviles que requieren verificación
- Modelos PNS con función de calibración externa
- Visualización de la capacidad: Una barra se ilumina para indicar la cantidad de rango de pesaje disponible
- Recuento preciso: La optimización automática de la referencia mejora gradualmente el valor medio del peso de la pieza
- Dimensiones compactas, ventajoso cuando el espacio es limitado
- Plato de pesaje de acero inoxidable
- Los modelos 600-3 y 600-3M disponen de un gran protector contra corrientes de aire de vidrio extraíble y una cámara de pesaje de (An x L x Alt) 172 x 171 x 160 mm.
- Pantalla LCD grande, altura de los dígitos 16,5 mm
- Rango de temperatura ambiente permitido: 5 hasta 40 °C



Code	Description	Packaging
LLG06270591	Precision balance PNJ 600-3M 620 g //1	1 pz.
LLG06281583	Precision balance PNS 600-3 620 g / 0/1	1 pz.
LLG06284227	Precision balance PNS 3000-2 3200 g //1	1 pz.
LLG06284228	Precision balance PNS 12000-1 12000 g/1	1 pz.
LLG07643634	Precision balance PNJ 3000-2M 3200 g/1	1 pz.
LLG07644987	Precision balance PNJ 12000-1M 12000/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

