

**Gafas de protección SecureFit 200****3M Deutschland****Gafas de protección SecureFit™ 200**

- La tecnología de difusión de presión de 3M permite que las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza.
- La característica de auto-ajuste elimina la necesidad de almacenar múltiples tamaños de monturas en los lugares de trabajo.
- El ajuste seguro y ceñido mantiene las gafas en su lugar sin que se deslicen, incluso cuando la persona está en movimiento.
- El revestimiento antivaho ayuda a mantener las lentes libres de condensación en condiciones de calor y humedad.
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB



Code	Description	Packaging
LLG09006128	Lunettes de protection 3M SecureFit 2	1 pz.
LLG09006129	Lunettes de protection 3M SecureFit 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

