

**Concentradores centrífugos, Vivaspin 500****Sartorius****Concentradores centrífugos, Vivaspin 500**

Membrana: polietersulfona. Compatible con rotores basculantes y de ángulo fijo.

La membrana vertical garantiza un bloqueo mínimo y asegura una rápida concentración de la muestra, incluso con muestras que contengan partículas.

Pérdida mínima de producto gracias a la baja adsorción de proteínas.

Superficie de la membrana: 0,5 cm<sup>2</sup>

Aceleración centrífuga máxima: 12.000 x g

Volumen muerto: 5 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049755	Vivaspin 500, MWCO 5000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049756	Vivaspin 500, MWCO 10000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049757	Vivaspin 500, MWCO 30000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049758	Vivaspin 500, MWCO 50000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049759	Vivaspin 500, MWCO 100000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049850	Vivaspin 500 concentrators (100-500/100	100 pz.
LLG09049851	Vivaspin 500 concentrators (100-500/100	100 pz.
LLG09049852	Vivaspin 500 concentrators (100-500/100	100 pz.
LLG09049853	Vivaspin 500 concentrators (100-500/100	100 pz.
LLG09049854	Vivaspin 500 concetrators (100-500 $\mu$ /100	100 pz.
LLG09049863	Vivaspin 500 concentratorspack of 25/25	25 pz.
LLG09049864	Vivaspin 500 concentratorspack of 1/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6<sup>º</sup> Planta 5<sup>º</sup> Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

