

**Concentradores centrífugos, Vivaspin 2****Sartorius****Concentradores centrífugos, Vivaspin 2**

Membrana: polietersulfona. Este modelo de tubos de 2 ml de volumen de salida combina la rapidez de los productos Vivaspin clásicos con un elevadísimo rendimiento gracias a su reducido volumen muerto y a su baja adsorción. Vivaspin 2 ofrece con su amplia gama de membranas (PES, CTA, Hydrosart) la mayor flexibilidad para optimizar cualquier proceso. Vivaspin 2 garantiza la máxima recuperación de la muestra, ya sea mediante la centrifugación inversa en la tapa de recuperación del concentrado o mediante la pipeteada directa del concentrado desde la cavidad de retención incorporada en el fondo del concentrador.

Superficie de la membrana: 1,2 cm²

Aceleración centrífuga máxima: 8,000 x g

Volumen muerto: 10 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049760	Vivaspin 2, MWCO 5000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049761	Vivaspin 2, MWCO 10000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049762	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 100	25 pz.
LLG09049763	Vavaspin 2, MWCO 50000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049764	Vivaspin 2, MWCO 100000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049777	Vivaspin 2 concentrators (0,4-3,0ml/100	100 pz.
LLG09049778	Vivaspin 2 concentrators (0,4-3,0ml/100	100 pz.
LLG09049779	Vivaspin 2 concentrators (0,4-3,0ml/100	100 pz.
LLG09049780	Vivaspin 2 concentrators (0,4-3,0ml/100	100 pz.
LLG09049781	Vivaspin 2 concentrators (0,4-3,0ml/100	100 pz.
LLG09049861	Vivaspin 2 concentratorspack of 25, /25	25 pz.
LLG09049862	Vivaspin 2 concentratorspack of 100/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

