

**Concentradores centrífugos, Vivaspin 20****Sartorius****Concentradores centrífugos, Vivaspin 20**

Membrana: polietersulfona. Los concentradores centrífugos Vivaspin de 20 ml se han desarrollado para ofrecer una mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. Vivaspin 20 maneja hasta 20ml en centrífugas de cubo oscilante y 14ml en rotores de ángulo fijo de 25° que aceptan tubos de centrífuga de 50ml. Al contar con membranas verticales dobles para lograr velocidades de filtración sin precedentes, el Vivaspin 20 puede alcanzar concentraciones 100x plus. El volumen restante es fácil de leer en la escala impresa en el lateral del concentrador y la cavidad de retención modificada simplifica aún más la recuperación directa con la pipeta del concentrado final.

Área de la membrana: 6,0 cm²

Máx. fuerza centrífuga: 6.000 x g

Volumen muerto: 20 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049771	Vivaspin 20, MWCO 5000Pack of 12/12	12 pz.
LLG09049772	Vivaspin 20, MWCO 10000Pack of 12/12	12 pz.
LLG09049773	Vivaspin 20, MWCO 30000Pack of 12/12	12 pz.
LLG09049774	Vivaspin 20, MWCO 50000Pack of 12/12	12 pz.
LLG09049775	Vivaspin 20, MWCO 100000Pack of 12/12	12 pz.
LLG09049788	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049789	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049790	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049791	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049792	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049793	Vivaspin 20 concentrators (2-20ml)pa/48	48 pz.
LLG09049855	Vivaspin 20 concentratorspack of 12,/12	12 pz.
LLG09049856	Vivaspin 20, concentratorspack of 48/48	48 pz.
LLG09049857	Vivaspin 20 concentratorspack of 12,/12	12 pz.
LLG09049858	Vivaspin 20 concentratorspack of 12,/12	12 pz.
LLG09049859	Vivaspin 20 concentratorspack of 48,/48	48 pz.
LLG09049860	Vivaspin 20 concentratorspack of 48,/48	48 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

