

**Gafas de seguridad uvex estilo deportivo****Uvex****Gafas de seguridad uvex estilo deportivo**

Gracias a la innovadora tecnología de componentes uvex dúo, las gafas de estilo deportivo uvex se adaptan perfectamente a cualquier tipo de cabeza. La almohadilla suave para la nariz garantiza un ajuste óptimo, evitando la presión desagradable. Al pesar sólo 23 g, son unas de las gafas de seguridad más ligeras del mercado. Su peso ligero y su diseño proporcionan el máximo confort incluso durante su uso prolongado.

- Diseño claro y deportivo
  - Unisex
  - Máxima funcionalidad
  - Protección UV400
  - Vista panorámica
  - Sólo pesan 23 gramos
  - Anti-vaho en el interior, resistente a los arañazos en el exterior
- Revestimiento de la lente: uvex supravision extreme



Code	Description	Packaging
LLG06281175	Protection spectacles sportstyle 9193/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

