

**Conductómetro ProfiLine Cond 3110**

WTW

Conductómetro ProfiLine Cond 3110

Los medidores de conductividad portátiles ProfiLine tienen una carcasa impermeable (IP 67) y un teclado de membrana de silicona completamente sellado con retroalimentación táctil. Un compartimento separado para las pilas permite un fácil intercambio de pilas alcalinas estándar o recargables. Las pantallas grandes y cuidadosamente dispuestas indican la lectura y otra información importante. Los medidores de la serie 3310 tienen una pantalla gráfica retroiluminada y un funcionamiento controlado por menú. Una selección de celdas de conductividad específicas para cada aplicación cubren prácticamente todas las tareas de medición.

Aparato simple y funcional medidor de la conductividad para la medición de la conductividad y salinidad. Teclado simplificado para el uso claro y seguro. Visualización simultánea de los valores de medición y de la temperatura. Gran pantalla LCD para lectura fácil. Con compensación niF para agua natural. Para TetraCon® 325 con célula de cuatro electrodos y para KLE 325 con célula de dos electrodos.

Especificaciones**Márgenes de medición/resolución****Conductividad: 0,0 μ S/cm ... 1000 mS/cm****Con 5 márgenes de medición en el modo automático****Temperatura: -5,0 °C ... 105,0 °C \pm 0,1 °C****Salinidad: 0,0 ... 70.0****Tref: 20 °C / 25 °C conectable**

Code	Description	Packaging
LLG09774358	Portable conductivity meter Cond 3110-S	1 pz.
LLG09774372	Pocket conductivity meter Cond 3110	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

