

**Conductómetro ProfiLine Cond 3110****WTW****Conductómetro ProfiLine Cond 3110**

Los medidores de conductividad portátiles ProfiLine tienen una carcasa impermeable (IP 67) y un teclado de membrana de silicona completamente sellado con retroalimentación táctil. Un compartimento separado para las pilas permite un fácil intercambio de pilas alcalinas estándar o recargables. Las pantallas grandes y cuidadosamente dispuestas indican la lectura y otra información importante. Los medidores de la serie 3310 tienen una pantalla gráfica retroiluminada y un funcionamiento controlado por menú. Una selección de celdas de conductividad específicas para cada aplicación cubren prácticamente todas las tareas de medición.

Aparato simple y funcional medidor de la conductividad para la medición de la conductividad y salinidad. Teclado simplificado para el uso claro y seguro. Visualización simultánea de los valores de medición y de la temperatura. Gran pantalla LCD para lectura fácil. Con compensación niF para agua natural. Para TetraCon® 325 con célula de cuatro electrodos y para KLE 325 con célula de dos electrodos.

Especificaciones**Márgenes de medición/resolución****Conductividad: 0,0 μ S/cm ... 1000 mS/cm****Con 5 márgenes de medición en el modo automático****Temperatura: -5,0 °C ... 105,0 °C \pm 0,1 °C****Salinidad: 0,0 ... 70,0****Tref: 20 °C / 25 °C conectable**

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09774358 | Portable conductivity meter Cond 3110-S | 1 pz. |
| LLG09774372 | Pocket conductivity meter Cond 3110 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

