



## Medidor de pH y redox pH 3110 ProfiLine

### Medidor de pH y redox pH 3110 ProfiLine

Los medidores WTW ProfiLine, de mano, de pH/mV son robustos y a prueba de agua, según IP67. Tienen pantallas LCD o gráficas. El probado enchufe DIN para conectar los electrodos de pH permite la medición del pH incluso en ambientes húmedos. Los instrumentos pueden funcionar con pilas alcalinas estándar o con baterías recargables.

Simplifique el análisis del pH y del potencial redox. Su fácil manejo elimina prácticamente todos los errores. Todas las teclas de función del 3110 pueden utilizarse incluso con guantes; las funciones de calibración automática y AutoRead garantizan resultados estables y reproducibles. La pantalla multifuncional para pH, mV y temperatura es siempre fácil de leer.

#### Rangos de medición

pH: -2,0 ... 20,0

-2,00 ... 20,0

-2,000 ... 19,999

Precisión:  $\pm 0,01$  ( $\pm 1$  dígito)

$\pm 0,005$  (15 °C ... 35 °C)

mV / Precisión:  $\pm 1200,0$  /  $\pm 0,3$

$\pm 2000$  /  $\pm 1$

Temperatura: -5,0 °C ... 105,0 °C

Precisión:  $\pm 0,1$  °C

Compensación de temperatura: Automática mediante electrodos de pH con sensor de temperatura integrado TFK 325 o Pt1000



Code	Description	Packaging
LLG09774354	Portable pH-meter pH 3110-Set 2in trans	1 pz.
LLG09774367	Pocket pH meter pH 3110	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

