

**Medidor portátil de oxígeno disuelto Oxi 3205****WTW****Medidor portátil de oxígeno disuelto Oxi 3205**

Un medidor de oxígeno disuelto robusto y fácil de usar para pilas alcalinas estándar o recargables. Controlado por menú con pantalla gráfica retroiluminada para facilitar su uso en todas las condiciones de iluminación. Adecuado para su uso en entornos difíciles.

Rangos de medición:**Concentración de O₂: 0,00 ... 20,0 mg/l (19,9 mg/l*)****0,0 ... 90,0 mg/l (90 mg/l*)****Saturación de O₂: 0,0 ... 200,0 % (200 %*)****0 ... 600 %****Temperatura: 0.0 ... 50 °C, ± 0,1 °C*****utilizando el sensor de oxígeno DurOx****Precisión:****Concentración de O₂: ± 0,5 % del valor medido****Saturación O₂: ± 0,5 % del valor medido**

Code	Description	Packaging
LLG09774340	Portable Oxi Meter Oxi 3205-Set 1in tra	1 pz.
LLG09774378	Portable Oxi Meter Oxi 3205	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

