

**Medidor portátil de oxígeno disuelto Oxi 3205****WTW****Medidor portátil de oxígeno disuelto Oxi 3205**

Un medidor de oxígeno disuelto robusto y fácil de usar para pilas alcalinas estándar o recargables. Controlado por menú con pantalla gráfica retroiluminada para facilitar su uso en todas las condiciones de iluminación. Adecuado para su uso en entornos difíciles.

**Rangos de medición:****Concentración de O<sub>2</sub>: 0,00 ... 20,0 mg/l (19,9 mg/l\*)****0,0 ... 90,0 mg/l (90 mg/l\*)****Saturación de O<sub>2</sub>: 0,0 ... 200,0 % (200 %\*)****0 ... 600 %****Temperatura: 0.0 ... 50 °C, ± 0,1 °C****\*utilizando el sensor de oxígeno DurOx****Precisión:****Concentración de O<sub>2</sub>: ± 0,5 % del valor medido****Saturación O<sub>2</sub>: ± 0,5 % del valor medido**

Code	Description	Packaging
LLG09774340	Portable Oxi Meter Oxi 3205-Set 1in tra	1 pz.
LLG09774378	Portable Oxi Meter Oxi 3205	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

