

**Medidor de pH, pH 3310 ProfiLine****WTW****Medidor de pH, pH 3310 ProfiLine**

Cómodo y versátil medidor de pH/mV con pantalla gráfica retroiluminada y funcionamiento controlado por menú. Resistente al agua y robusto. Con calibración de 5 puntos para tampones técnicos de WTW o DIN/NIST. 20 sets de tampones adicionales preprogramados. La función CMC (Continuous Measurement Control) ayuda a mantener el rango de medición óptimo y avisa cuando se superan los límites. El medidor manual de pH/mV con registrador de datos integrado y controlado por tiempo y con memoria para 5000 registros conformes a las GLP es ideal para una recopilación de datos ampliada. Con una calibración de pH de 1 a 5 puntos. Controlado por menú, con pantalla gráfica retroiluminada para un funcionamiento cómodo y seguro. 100% impermeable, interfaz USB para una rápida transferencia de datos. Incluye el software y el cable del controlador.

Rangos de medición**pH: -2,0 ... 20,0****-2,00 ... 20,00****-2,000 ... 19,999****Precisión: $\pm 0,005$ (15 °C ... 35 °C)****mV / Precisión: $\pm 1200,0$ / $\pm 0,3$ mV** **± 2500 / ± 1 mV****Temperatura: -5,0 ... 105,0 °C****Precisión: $\pm 0,1$ °C****Conector: Mini USB-B****Memoria: 5000 entradas (valor de medición, temperatura, fecha, hora, número ID)**

Code	Description	Packaging
LLG09774337	Portable pH-meter pH 3310	1 pz.
LLG09774356	Portable pH-meter pH 3310-Set 2in trans	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

