



Refractómetro Abbe serie NAR-1T / NAR-2T / NAR-3T

ATAGO

Refractómetro Abbe serie NAR-1T / NAR-2T / NAR-3T

Tipo NAR-1T líquido: El Refractómetro Abbe indicado sólo para muestras líquidas. Está equipado con la escala de Índice Refractivo y la escala Brix y tiene una línea D (589 nm) de fuente luminosa. El ajuste se puede efectuar con agua destilada.

Tipo NAR-1T sólido: El refractómetro Abbe para muestras sólidas (también para muestras líquidas). Está dotado de la escala del Índice Refractivo y de la escala Brix y tiene una línea D (589 nm) de fuente de luz.

Tipo NAR-2T: Indicado para el empleo con sustancias que requieren una medición a altas temperaturas.

Tipo NAR-3T: Desarrollado para mejorar la precisión de análisis y facilitar su uso. Esto se ha conseguido haciendo mejoras fundamentales en el sistema óptico, utilizando una escala mayor, incorporando una lámpara de alta intensidad y usando un mando de control doble para dar un control más rápido y preciso. Incluye un termómetro digital.



Code	Description	Packaging
LLG06228976	Abbe refractometer NAR-1T SOLIDfor liqu	1 pz.
LLG06231748	Abbe refractometer NAR-1T LIQUID	1 pz.
LLG09801317	Precision Abbe refractometer 2T1.300 -	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

