

**Refractómetro digital Abbe, modelo DR-A1-Plus****ATAGO****Refractómetro digital Abbe, modelo DR-A1-Plus**

De muy fácil manejo, ya que sólo hay que desplazar la línea límite de refracción sobre la retícula. El refractómetro muestra en la pantalla el valor de la medición (como índice de refracción o en Brix [%]) junto con el de la temperatura. Este refractómetro facilita la medición, pues no hace falta leer previamente los valores desde una escala analógica. Con este refractómetro no es posible medir el valor de la dispersión.

Especificaciones**Rango de medición: 1,3000 - 1,7100 nD****0,0 - 100,0 Brix****Resolución: 0,0001 nD****0,1% Brix****Precisión: 0,0002 nD****0,1% Brix****Rango de temperatura: 0 - 50,0°C****Fuente de alimentación: adaptador AC (100 a 240 V, 50/60 Hz)****Dimensiones: 130 x 290 x 310 mm****Peso: 6,0 kg**

Code	Description	Packaging
LLG06283092	Digital benchtop refractometer DR-A1-/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

