

**Bombas de vacío de diafragma - Serie NT, Diseño químico****VACUUBRAND****Bombas de vacío de diafragma - Serie NT, Diseño químico**

- La mejora del rendimiento, el aumento de la velocidad de bombeo y la disminución del vacío final amplían las aplicaciones tanto en el laboratorio como en la industria
- Diafragma de larga duración con construcción en sándwich de PTFE y soporte de diafragma sin tensión
- Fácil servicio/intercambio de diafragma o válvulas gracias al novedoso montaje de la cabeza de la válvula integrada. Fácil desmontaje, limpieza y montaje sin necesidad de reajustes
- Muy silenciosas y con muy pocas vibraciones gracias a un accionamiento compacto con sistema de control de motor patentado. Ideales como componente incorporado para equipos sensibles tanto en el laboratorio como en la industria
- Tolerancia superior al vapor gracias a las conexiones de tubos integrales y a la válvula de gas lastre para la purga continua (en ME 16C NT, MZ 2C NT, MD 4C / 12C NT y MV 10C NT)
- Fáciles de limpiar debido a las superficies exteriores lisas

El diseño VARIO® proporciona un control del vacío mediante la adaptación precisa y continua de la velocidad del motor de las bombas a membrana de química, e incluye la bomba de vacío, así como el controlador VACUU-SELECT.

Especificaciones

Entrada del vacío: Boquilla de tubo de 10mm

Salida de presión: Boquilla de tubo de 10mm



Code	Description	Packaging
LLG09880894	Chemistry diaphragm pump ME 4C NTone-st	1 pz.
LLG09880895	Chemistry diaphragm pump ME 4C NTone-st	1 pz.
LLG09880896	Chemistry diaphragm pump ME 8C NTone-st	1 pz.
LLG09880897	Chemistry diaphragm pump ME 8C NTone-st	1 pz.
LLG09880898	Chemistry diaphragm pump MZ 2C NTtwo-st	1 pz.
LLG09880899	Chemistry diaphragm pump MZ 2C NTtwo-st	1 pz.
LLG09880900	Chemistry diaphragm pump MD 4C NTthree-	1 pz.
LLG09880901	Chemistry diaphragm pump MD 4C NTthree-	1 pz.
LLG09880926	chemistry diaphragm pompe MD 4CRL NTthr	1 pz.
LLG09880943	Chemistry membrane pump ME 2C NT230 V~	1 pz.
LLG09880955	Chemistry membrane pump ME 16C NTsingle	1 pz.
LLG09880956	Chemistry membrane pump ME 16C NTsingle	1 pz.
LLG09880957	Chemistry membrane pump MD 12C NTthree	1 pz.
LLG09880958	Chemistry membrane pump MD 12C NTthree	1 pz.
LLG09880959	Chemistry membrane pump MD 12C NTthree	1 pz.
LLG09880960	Chemistry membrane pump MV 10C NTfour s	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

