

**Navecillas de pesaje LLG, PS, forma de diamante, antiestáticas****LLG Labware****Navecillas de pesaje LLG, PS, forma de diamante, antiestáticas**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Se caracterizan por una forma de diamante que fácilmente se gira para un vertido adecuado y una base amplia, plana para resistir el basculamiento.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09900788 | LLG-Weighing boats 31x54 mm5 ml, w/ 1000 | 1000 pz   |
| LLG09900801 | LLG-Weighing boats 31x54 mm5 ml, b/ 1000 | 1000 pz   |
| LLG09950194 | LLG-Weighing boats 30 ml, PSwhite, /500  | 500 pz    |
| LLG09950195 | LLG-Weighing boats 100 ml, PSwhite,/250  | 250 pz    |
| LLG09950196 | LLG-Weighing boats 30 ml, PSblack, /500  | 500 pz    |
| LLG09950197 | LLG-Weighing boats 100 ml, PSblack,/250  | 250 pz    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

