

**Navecillas de pesaje LLG, PS, forma de diamante, antiestáticas****LLG Labware****Navecillas de pesaje LLG, PS, forma de diamante, antiestáticas**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Se caracterizan por una forma de diamante que fácilmente se gira para un vertido adecuado y una base amplia, plana para resistir el basculamiento.



Code	Description	Packaging
LLG09900788	LLG-Weighing boats 31x54 mm5 ml, w/ 1000	1000 pz
LLG09900801	LLG-Weighing boats 31x54 mm5 ml, b/ 1000	1000 pz
LLG09950194	LLG-Weighing boats 30 ml, PSwhite, /500	500 pz
LLG09950195	LLG-Weighing boats 100 ml, PSwhite,/250	250 pz
LLG09950196	LLG-Weighing boats 30 ml, PSblack, /500	500 pz
LLG09950197	LLG-Weighing boats 100 ml, PSblack,/250	250 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

