



Balanza analítica ALS-A / ALJ-A

Balanza analítica ALS-A / ALJ-A

Balanzas analíticas con grandes rangos de pesaje.

- Sólo ALJ-A: Ajuste interno automático en caso de cambio de temperatura > 1,2 °C
- Sólo ALS-A: Programa de ajuste CAL para un rápido ajuste de la precisión de la balanza, pesos de prueba externos a un precio adicional
- Teclado optimizado ergonómicamente para usuarios zurdos y diestros
- Gran protector contra corrientes de aire de vidrio con 3 puertas deslizantes para facilitar el acceso a los objetos que se pesan
- Tamaño compacto, práctico para espacios pequeños
- Determinación de porcentaje: permite almacenar un valor de peso determinado (100 %) y determinar las desviaciones de este valor objetivo
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 17 mm
- Plato de pesaje de acero inoxidable

Especificaciones

Dimensiones totales, incl. protector (An x L x Alt): 210 x 340 x 330 mm

Espacio de pesaje (An x L x Alt): 160 x 140 x 205 mm

Peso neto: aprox. 5,7 kg

Temperatura ambiente permitida (ALS-A/ALJ-A/ALJ-DA): 5 °C / 35 °C

Temperatura ambiente permitida (ALJ-AM): 15 °C / 30 °C



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658462 | Analytical balance ALJ 500-4 A max 51/1 | 1 pz. |
| LLG06254783 | Analysing balance ALS 250-4A 250 g / /1 | 1 pz. |
| LLG06284459 | Analytical balance ALJ 310-4A 310 g //1 | 1 pz. |
| LLG07656611 | Analysing balance ALS 160-4A 160 g / /1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

