



Neveras de farmacia MK, hasta 2 °C

Neveras de farmacia MK, hasta 2 °C

Las neveras farmacéuticas Liebherr conformes con DIN 58345 son ideales para almacenar de forma segura preparaciones de alta calidad y medicamentos sensibles, gracias a una combinación de controles electrónicos precisos, un aislamiento altamente eficaz, un sistema de refrigeración de aire forzado optimizado y mano de obra de primera calidad.

- Mantenimiento de una temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, alarma visual y audible para altas y bajas temperaturas
- Se puede utilizar a temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C
- Emisión de ruido inferior a 48 dB (A)
- Alarma visual y audible de fallo de alimentación durante al menos 12 h
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a 2 °C
- Resistencia mecánica de los accesorios internos de al menos 100 kg / m²
- Puerta con cerradura opcional hecha de acero o vidrio aislante



Code	Description	Packaging
LLG06283865	Pharmaceutical refrigerator MKUv 1613/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

