



Soportes para embudos LaboPlast[®], PP

Soportes para embudos LaboPlast[®], PP

Blancos, irrompibles, resistentes a químicos.

Para 2 o 4 embudos. Base robusta y pesada, lo que les proporciona una buena estabilidad. Soporte ajustable a diferentes alturas hasta los 450 mm. Gracias a los imanes no son necesarios los tornillos de sujeción. La altura del soporte del embudo se puede ajustar con facilidad y flexibilidad con una mano.

Con 2 o 4 insertos de reducción de apertura para embudos pequeños.

Adecuados para embudos con diám. 40 a 180 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09069922	Filtration stands,PP,for two funnels	1 pz.
LLG09069924	Filtration stands,PP,for four funnels	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

