



## Soportes para embudos LaboPlast<sup>®</sup>, PP

### Soportes para embudos LaboPlast<sup>®</sup>, PP

Blancos, irrompibles, resistentes a químicos.

Para 2 o 4 embudos. Base robusta y pesada, lo que les proporciona una buena estabilidad. Soporte ajustable a diferentes alturas hasta los 450 mm. Gracias a los imanes no son necesarios los tornillos de sujeción. La altura del soporte del embudo se puede ajustar con facilidad y flexibilidad con una mano.

Con 2 o 4 insertos de reducción de apertura para embudos pequeños. Adecuados para embudos con diám. 40 a 180 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09069922	Filtration stands,PP,for two funnels	1 pz.
LLG09069924	Filtration stands,PP,for four funnels	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

