

**Papel cromatográfico / intercambiador de iones**


Los papeles de cromatografía de Whatman son los papeles más usados en la cromatografía a nivel mundial. Esta aceptación y uso refleja la pureza, alta calidad y consistencia de los papeles Whatman. Los cromatógrafos confían en sus cualidades para obtener resultados exitosos en la cromatografía. La base de papel de cromatografía Whatman es la selecta celulosa de algodón. Un riguroso control de calidad aseguran uniformidad dentro del grado.

**1 Chr:** el papel estándar de cromatografía a nivel mundial. Una superficie lisa, 0,18mm de grueso con un caudal linear (agua) de 130 mm / 30 minuto. Buena resolución para las separaciones analíticas generales.

**3MM Chr:** usado extensamente como papel secante, 3MM Chr se utiliza en electroforesis y para la química en general. Es un papel semigrueso (0,34 mm) usado ampliamente en cromatografía y electroforesis generales. El caudal es de 130 mm / 30 minuto.

**3 Chr:** papel medio grueso (0,34mm) con un caudal de 130 mm/30 minuto. Para usos generales con cargas de soluciones medias / pesadas. Utilizado con frecuencia para la separación de compuestos inorgánicos y para electroforesis.

**17 Chr:** papel grueso (0,92 mm) y altamente absorbente con un caudal muy alto de 190 mm/30 minuto. Apropiado para las cargas más pesadas e ideal para la cromatografía de papel y electroforesis preparatorias.

**Papel de intercambio de iones**

**SG81:** Un papel único (0,27 mm de grueso) que combina la celulosa y el poro de gel de silicona. Apropiado para separaciones en las cuales la partición y la adsorción son importantes, incluyendo la separación de fosfolípidos, esteroides, fenoles y tintes. El caudal es de 110 mm/30 minuto.



Code	Description	Packaging
LLG09950308	Chromatography paper 100x300mmpack /100	100 pz.
LLG09950309	Chromatography paper 200x200mmpack /100	100 pz.
LLG09950310	Chromatography paper 250x250mmpack /100	100 pz.
LLG09950311	Chromatography paper 1 Chrpack of 1/100	100 pz.
LLG09950312	Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet/100	100 pz.
LLG09950313	Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet/100	100 pz.
LLG09950314	Chromatography paper 460x570mmpack /100	100 pz.
LLG09950315	Chromatography paper 3MM Chrpack of/100	100 pz.
LLG09950316	Chromatography paper 460x570mmpack /100	100 pz.
LLG09950317	Chromatography paper 460x570mmpack o/25	25 pz.
LLG09950319	SG81 Ion Exchange Paper, sheet, pack/25	25 pz.
LLG09950371	Chromatography paper 3MM Chrpack of/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*