

**Papel cromatográfico / intercambiador de iones**

Los papeles de cromatografía de Whatman son los papeles más usados en la cromatografía a nivel mundial. Esta aceptación y uso refleja la pureza, alta calidad y consistencia de los papeles Whatman. Los cromatógrafos confían en sus cualidades para obtener resultados exitosos en la cromatografía. La base de papel de cromatografía Whatman es la selecta celulosa de algodón. Un riguroso control de calidad aseguran uniformidad dentro del grado.

1 Chr: el papel estándar de cromatografía a nivel mundial. Una superficie lisa, 0,18mm de grueso con un caudal linear (agua) de 130 mm / 30 minuto. Buena resolución para las separaciones analíticas generales.

3MM Chr: usado extensamente como papel secante, 3MM Chr se utiliza en electroforesis y para la química en general. Es un papel semigrueso (0,34 mm) usado ampliamente en cromatografía y electroforesis generales. El caudal es de 130 mm / 30 minuto.

3 Chr: papel medio grueso (0,34mm) con un caudal de 130 mm/30 minuto. Para usos generales con cargas de soluciones medias / pesadas. Utilizado con frecuencia para la separación de compuestos inorgánicos y para electroforesis.

17 Chr: papel grueso (0,92 mm) y altamente absorbente con un caudal muy alto de 190 mm/30 minuto. Apropiado para las cargas más pesadas e ideal para la cromatografía de papel y electroforesis preparatorias.

Papel de intercambio de iones

SG81: Un papel único (0,27 mm de grueso) que combina la celulosa y el poro de gel de silicona. Apropiado para separaciones en las cuales la partición y la adsorción son importantes, incluyendo la separación de fosfolípidos, esteroides, fenoles y tintes. El caudal es de 110 mm/30 minuto.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09950308 | Chromatography paper 100x300mmpack /100 | 100 pz. |
| LLG09950309 | Chromatography paper 200x200mmpack /100 | 100 pz. |
| LLG09950310 | Chromatography paper 250x250mmpack /100 | 100 pz. |
| LLG09950311 | Chromatography paper 1 Chrpack of 1/100 | 100 pz. |
| LLG09950312 | Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet/100 | 100 pz. |
| LLG09950313 | Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet/100 | 100 pz. |
| LLG09950314 | Chromatography paper 460x570mmpack /100 | 100 pz. |
| LLG09950315 | Chromatography paper 3MM Chrpack of/100 | 100 pz. |
| LLG09950316 | Chromatography paper 460x570mmpack /100 | 100 pz. |
| LLG09950317 | Chromatography paper 460x570mmpack o/25 | 25 pz. |
| LLG09950319 | SG81 Ion Exchange Paper, sheet, pack/25 | 25 pz. |
| LLG09950371 | Chromatography paper 3MM Chrpack of/100 | 100 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

