

**Gradilla de microtubos para baños de agua Optima****Grant****Gradilla de microtubos para baños de agua Optima™**

De acero inoxidable, con asas de sujeción. Disponible para tubos de ensayo con un diámetro exterior de 10 a 13 mm, 16 a 19 mm, 24 mm o 30 mm, microtubos para microcentrífuga de 0,5 ml o 1,5 ml.

Gradillas QR sólo se pueden utilizar con baño de 5 litros.

Gradillas VR sólo se pueden utilizar con baños de 12, 18, 26 y 38 litros.

**Número máximo de gradillas por baño:**

**5 litros: S5, ST5, P5 1 x QR**

**12 litros: S12, ST12, P12 2 x VR**

**18 litros: S18, ST18, P18 4 x VR**

**26 litros: S26, ST26 4 x VR**

**38 litros: S38, ST38 6 x VR**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09699134 | Test tube rack for 5 l bath44x0,5 mm tu | 1 pz.     |
| LLG09699136 | Test tube rack for 12-38 l bath65x10/13 | 1 pz.     |
| LLG09699137 | Test tube rack for 12-38 l bath36x16/19 | 1 pz.     |
| LLG09699138 | Test tube rack for 12-38 l bath23x24 mm | 1 pz.     |
| LLG09699139 | Test tube rack for 12-38 l bath14x30 mm | 1 pz.     |
| LLG09699140 | Test tube rack for 12-38 l bath102x0,5  | 1 pz.     |
| LLG09699141 | Test tube rack for 12-38 l bath75x1,5 m | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

