

**Agitador magnético SM27, con funcionamiento a pilas****Stuart****Agitador magnético SM27, con funcionamiento a pilas**

Para su uso en el campo o dentro de incubadoras o cajas de guantes donde el suministro de energía externa es poco práctico. Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata. Velocidad máxima 1300rpm. Volumen máximo agitado 1,5L (H₂O). Placa superior 150mm x 160mm. Control de velocidad variable con indicador de estado de la batería. Carcasa de ABS de 70mm de altura. Se suministra con 4 pilas alcalinas de 1,5V. Hay disponibles adaptadores de accesorios para su uso en la red de 230V 50Hz o en la alimentación de vehículos de 12V usando el enchufe del mechero.

Especificaciones**Volumen máx. de agitación (H₂O): 1,5 l****Posiciones de agitación: 1****Rango de velocidad: 0 & 1300 min⁻¹****Temperatura ambiente admisible: 5 & 60 °C****Humedad permitida: 80 %****Pantalla: Analógica****Dimensiones (An x L x Alt): 150 x 160 x 70 mm****Peso: 1,3 kg****Fuente de alimentación: Pilas**

Code	Description	Packaging
LLG09950408	Portable magnetic stirrer complete with	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

