

**Micropipetas monocanal Acura[®] electro XS 926 / 936, volumen variable**

Los instrumentos motorizados accionados por un microprocesador disponen de un software intuitivo que facilita un acceso rápido a las seis funciones de trabajo y a los distintos volúmenes. Potencias técnicas de medición elevadas y gran resistencia.

Modo de pipeteado:

- Modo directo: Aspiración y pipeteado del volumen determinado
- Modo invertido: Aspiración en masa, seguida de dosificación de un volumen determinado
- Modo escalonado: Llenado de la pipeta y funcionamiento por etapas
- Modo de dilución: Aspiración de 2 o 3 volúmenes diferentes para la restitución en un solo tiro
- Modo táctil: "Inicio-paro-inicio" activación lenta para mediciones de líquidos, valoración y llenado de gel
- Modo mezcla: Flujo de líquido "arriba y abajo"

Propiedades del Acura[®] electro:

- Ergonomía óptima, peso ligero
- Programa de autoaprendizaje fácil e intuitivo
- Pantalla grande, lectura reversible derecha/izquierda
- Batería de intercambio rápido
- Carga rápida, larga autonomía de trabajo
- Eyector de puntas ajustable que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Contador de ciclos de pipeteo
- Módulos volumétricos intercambiables
- Dos años de garantía

Material de suministro:

Pipeta electrónica con batería de 4,8 V, instrucciones de funcionamiento y certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitix[®], grasa de silicona



Code	Description	Packaging
LLG09411660	Acura® electro XS 926, micropipette 0,1	1 pz.
LLG09411661	Acura® electro XS 926, Micropipette0,5	1 pz.
LLG09411662	Acura® electro XS 926, micropipette 0,5	1 pz.
LLG09411663	Acura® electro XS 926, micropipette 1 -	1 pz.
LLG09411664	v v	1 pz.
LLG09411665	Acura® electro XS 926, Micropipette5 -	1 pz.
LLG09411666	Acura® electro XS 926, micropipette 10	1 pz.
LLG09411667	Acura® electro XS 926, Micropipette50 -	1 pz.
LLG09411680	Acura® electro 936, macropipette 0,1 -	1 pz.
LLG09411681	Acura® electro 936, macropipette 0,25 -	1 pz.
LLG09411682	Acura® electro 936, Macropipette0,5 - 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

