

**Fascos de base plana y cuello ancho, DURAN[®]**

-ISO 4796-2

-Con esmerilado normalizado

Tapón de vidrio

-Con código de rastreo (identificación de lote), certificado disponible via internet

-Tipo de vidrio 1 /vidrio neutro conforme USP/EP y JP

-Esterilizable en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG09071824	Wide neck reagent bottles,DURAN®,clear	1 pz
LLG09071836	Wide neck reagent bottles,DURAN®,clear	1 pz
LLG09071844	Wide neck reagent bottles,DURAN®,clear	1 pz
LLG09071854	Wide neck reagent bottles,DURAN®,clear	1 pz
LLG09071863	Wide neck reagent bottles,DURAN®,clear	1 pz
LLG09071917	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.
LLG09071924	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.
LLG09071936	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.
LLG09071944	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.
LLG09071954	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.
LLG09071963	Flacon en verre DURAN ® à col large bou	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

