


**Balanza de precisión EWJ****Kern & Sohn****Balanza de precisión EWJ**

Modelo de entrada verificable en la clase superior de laboratorio.

- Concepto de facilidad de uso: Todas las funciones primarias tienen su propia tecla en el teclado
- Ajuste interno automático controlado por tiempo cada 2 horas. Garantiza un alto grado de precisión y hace que la ubicación sea irrelevante
- Tamaño compacto, práctico para espacios pequeños
- Visualización de la capacidad: Una barra se ilumina para mostrar cuánto del rango de pesaje está todavía disponible
- Interfaces RS-232 y USB para la transferencia de datos de pesaje al PC, impresora, memorias USB, etc. Excluidos los modelos -SM

**EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M:** Protector contra corrientes de aire con tapa desmontable y abertura para el uso de una pipeta, con una cámara de pesaje de (An x L x Alt) 134 x 128 x 80 mm

**EWJ 300-3H:** Gran protector contra corrientes de aire de vidrio con una cámara de pesaje (An x L x Alt) 175 x 155 x 217 mm



Code	Description	Packaging
LLG06283420	Precision balance EWJ 3000-2 3000 g //1	1 pz.
LLG09900938	Precision balance EWJ 300-3300 g / 0.00	1 pezzo
LLG09900939	Balances de précision EWJ, Type EWJ 600	1 pezzo
LLG09900940	Precision balance EWJ 6000-1M6000 g / 0	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

