



Tapones a prueba de manipulaciones para frascos cuadrados con tapón de rosca, PP

Tapones a prueba de manipulaciones para frascos cuadrados con tapón de rosca, PP

Azul. Para frascos cuadrados de tapón roscado de vidrio sodocálcico.

Modelo H: Cuello estrecho con rosca alta

Modelo K: Cuello ancho con rosca corta

Temperatura máxima: 140 °C



Code	Description	Packaging
LLG09072041	Screw caps, PP, blue, GL32 H	1 pz.
LLG09072042	screw caps,PP,blue,GL45 H	1 pz
LLG09072092	screw caps,PP,blue,GL32 K	1 pz.
LLG09072093	screw caps,PP,blue,GL45 K	1 pz
LLG09072094	screw caps,PP,blue,GL54 K	1 pz
LLG09072095	Screw caps,PP,blue,GL60 K	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

