



Matraz de medición de rebose para OxiTop[®]

Matraz de medición de rebose para OxiTop[®]

Matraz de medición de vidrio con dosis de volumen fijas para la medición fácil y precisa del volumen de muestra necesario para mediciones de BSB respirométrico.



Code	Description	Packaging
LLG06250509	Flask 432 ml, MK 432/600	1 pezzo
LLG06802191	Flask 97 ml, MK 432/600	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

