

**Contenedor de seguridad, HDPE****S.C.A.T.****Contenedor de seguridad, HDPE**

Apto para el sistema de seguridad S.C.A.T. Eléctricamente conductor, con o sin flotador para el control de nivel.

Nota: Los contenedores pueden conectarse a tierra con un cable de conexión a tierra adecuado (4.005 653, pedir por separado).



Code	Description	Packaging
LLG04005593	S71 Safety Can, 60 Liter, PE-HD, electr	1 pz.
LLG04005602	S 60 Can, 10 Liter, PE-HD, electrically	1 pz
LLG04005671	S60 Can, 20 L, PE-HD, electrically condu	1 pz
LLG04005682	S60 Can (10L) with mechanical level con	1 pz.
LLG04005683	S60 Can (20L) with mechanical level con	1 pz.
LLG04664150	Canister 30 liter, S60	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

